

INRS CT SCANNING FACILITY: A POWERFULL NON DESTRUCTIVE 3D AND 4D INVESTIGATION TOOL

Mathieu Des Roches, Jr. Eng.



Lab CT Scan

Laboratoire multidisciplinaire de tomodensitométrie
pour les ressources naturelles et le génie civil

NDT in Canada
NDTⁱC 2017
Canada's NDT Conference

June 6 - 8
Centre des
congrès de
Québec
Québec City,
Québec


INRS
UNIVERSITÉ DE RECHERCHE
A RESEARCH UNIVERSITY

Presentation overview

- What is INRS?
- CT-scan laboratory
- CT-scan principles
- Projects overview
- Case study 1: Longhorn beetles -> next speaker
- Case study 2: Rupture process of suspension clamps

What is INRS?

Institut National de la Recherche Scientifique (INRS)



Université du Québec

INRS

UNIVERSITÉ DE RECHERCHE


CENTRE

EAU
TERRE

ENVIRONNEMENT

NDT in Canada 2017 Conference (June 6-8, 2017)

The CT-scan laboratory



Siemens SOMATOM Definition AS+ 128


- Temporal resolution: 150 milliseconds
- Spatial resolution: 97 x 97 x 400 microns

INRS
UNIVERSITÉ DE RECHERCHE

CENTRE
EAU
TERRE
ENVIRONNEMENT

NDT in Canada 2017 Conference (June 6-8, 2017)

The CT-scan laboratory






The CT-scan laboratory

PIV measurements

$[Cd] = [Cd^{2+}] = 10 \text{ nmol/l}$

Sample thickness (μm)



The CT-scan laboratory

Common terms:

TACO	(Tomographie Axiale Calculée par Ordinateur)
CT Scan	(Computerized Tomography)
CAT Scan	(Computer-Assisted Tomography)
TDM	(Tomodensitomètre)
Medical scanner	





Radiography
X-ray



CT-scan principle:

$[Cd] = [Cd^{2+}] = 10 \text{ nmol L}^{-1}$



Lab CT Scan

Laboratoire multidisciplinaire de tomodesitométrie
pour les ressources naturelles et le génie civil

INRS

UNIVERSITÉ DE RECHERCHE

CENTRE

EAU
TERRE


ENVIRONNEMENT

NDT in Canada 2017 Conference (June 6-8, 2017)

Principe de la tomodensitométrie:

Image reconstruction

Back projection



Iterative (work in progress) OSC-TV

Reference:

GPU-Accelerated Few-view CT Reconstruction Using
the OSC and TV Techniques

Dmitri Matenine, Sami Hissoiny, and Philippe Després

$$HU = \frac{\mu(x, y) - \mu_w}{\mu_w} \times 1000$$



Lab CT Scan

Laboratoire multidisciplinaire de tomographie
pour les ressources naturelles et le génie civil

INRS

UNIVERSITÉ DE RECHERCHE

CENTRE

EAU
TERRE

ENVIRONNEMENT

NDT in Canada 2017 Conference (June 6-8, 2017)

CT-scan output


Data format

DICOM axial images




512kB per image
About 300MB per samples of 35cm

Density measurements (HU)




Concatenate into a 3D matrix




Black: low density
White: high density

Standard terminology



Coronal



Sagittal



Plan Sagittal
Antérieur postérieur



Lab CT Scan

Laboratoire multidisciplinaire de tomodensitométrie
pour les ressources naturelles et le génie civil

INRS
UNIVERSITÉ DE RECHERCHE

CENTRE

EAU
TERRE
ENVIRONNEMENT



NDT in Canada 2017 Conference (June 6-8, 2017)

Extraction de données

$[Cd] = [Cd^{2+}] = 10 \text{ nmol L}^{-1}$

Projections

See through a sample







Mean intensity projection (MIP) \approx radiography

Projects overview

Marine sediments core analysis

$[Cd] = [Cd^{2+}] = 10 \text{ mg l}^{-1}$



Lab CT Scan

Laboratoire multidisciplinaire de tomodensitométrie
pour les ressources naturelles et le génie civil

INRS

UNIVERSITÉ DE RECHERCHE

CENTRE



EAU
TERRE

ENVIRONNEMENT


NDT in Canada 2017 Conference (June 6-8, 2017)

Projects overview


Dynamic experiment (4D) : erosion of a slender pile




4 cm/s 10:20




7 cm/s 11:00



14 cm/s 12:00



21,4 cm/s 12:50




30 cm/s 13:00

Projects overview

Sea ice core scanning

Results

- Identify ice structure type (snow ice, frazil, columnar)
- Porosity distribution




Reference:

Imaging air volume fraction in sea ice using non-destructive X-ray tomography

Odile Crabeck, Ryan Galley, Bruno Delille

Projects overview

Permafrost scanning



Benefit

- Identify ice structure type
- Buildings and roads design



Lab CT Scan

Laboratoire multidisciplinaire de tomodensitométrie
pour les ressources naturelles et le génie civil

INRS
UNIVERSITÉ DE RECHERCHE



CENTRE
EAU
TERRE
ENVIRONNEMENT

NDT in Canada 2017 Conference (June 6-8, 2017)

Projects overview

Sediment core scanning


Evaluate risk of landslide



Sinus amplitude is related to slope

Projects overview

Asphalt core scanning



Lab CT Scan

Laboratoire multidisciplinaire de tomodensitométrie
pour les ressources naturelles et le génie civil

INRS

UNIVERSITÉ DE RECHERCHE

CENTRE


EAU
TERRE

ENVIRONNEMENT


NDT in Canada 2017 Conference (June 6-8, 2017)

Projects overview


Concrete core scanning




Segregation due to vibration



Void distribution




Concrete repair



Corrosion on
reinforcement bar

CT and ITRAX core scanner data



Lab CT Scan

Laboratoire multidisciplinaire de tomodesitométr
pour les ressources naturelles et le génie civil

INRS
UNIVERSITÉ DE RECHERCHE

CENTRE

EAU
TERRE

ENVIRONNEMENT

NDT in Canada 2017 Conference (June 6-8, 2017)

Case study: Rupture process of suspension clamps

- Used in electricity transportation
- Support high voltage cables



Lab CT Scan

Laboratoire multidisciplinaire de tomodensitométrie
pour les ressources naturelles et le génie civil

INRS

UNIVERSITÉ DE RECHERCHE

CENTRE


EAU
TERRE

ENVIRONNEMENT

NDT in Canada 2017 Conference (June 6-8, 2017)

Case study: Rupture process of suspension clamps

- Simulation on a conductor fatigue testing bench
- Radiography
 - 4 angles (0, 45, 90 135 degrees)



Lab CT Scan

Laboratoire multidisciplinaire de tomodensitométrie
pour les ressources naturelles et le génie civil

INRS

UNIVERSITÉ DE RECHERCHE

CENTRE

EAU



TERRE

ENVIRONNEMENT

NDT in Canada 2017 Conference (June 6-8, 2017)

Case study: Rupture process of suspension clamps

- CT-scan broken wire visualisation



Lab CT Scan

Laboratoire multidisciplinaire de tomographie
pour les ressources naturelles et le génie civil

INRS

UNIVERSITÉ DE RECHERCHE

CENTRE

EAU


TERRE

ENVIRONNEMENT

NDT in Canada 2017 Conference (June 6-8, 2017)

Case study: Rupture process of suspension clamps

Visualisation of the volume



Lab CT Scan

Laboratoire multidisciplinaire de tomodensitométrie
pour les ressources naturelles et le génie civil

INRS

UNIVERSITÉ DE RECHERCHE

CENTRE


EAU
TERRE

ENVIRONNEMENT

NDT in Canada 2017 Conference (June 6-8, 2017)

Case study: Rupture process of suspension clamps

3D location of the failure



Lab CT Scan

Laboratoire multidisciplinaire de tomodensitométrie
pour les ressources naturelles et le génie civil

INRS

UNIVERSITÉ DE RECHERCHE

CENTRE

EAU


TERRE

ENVIRONNEMENT


NDT in Canada 2017 Conference (June 6-8, 2017)

Case study: Rupture process of suspension clamps

Wire broken



Misalignement



Lab CT Scan

Laboratoire multidisciplinaire de tomodensitométrie
pour les ressources naturelles et le génie civil

INRS

UNIVERSITÉ DE RECHERCHE

CENTRE


EAU
TERRE

ENVIRONNEMENT

NDT in Canada 2017 Conference (June 6-8, 2017)

Case study: Rupture process of suspension clamps

Wire not broken : reduction of area



Lab CT Scan

Laboratoire multidisciplinaire de tomodensitométrie
pour les ressources naturelles et le génie civil

INRS

UNIVERSITÉ DE RECHERCHE

CENTRE

EAU
TERRE

ENVIRONNEMENT

NDT in Canada 2017 Conference (June 6-8, 2017)

Case study: Rupture process of suspension clamps

CT-scan inspection benefit

- Quantify accurately the amount of broken wire
- Locate the failure in 3D
- Measure failure orientation
- Identify the presence of wire area reduction (“striction”)
- Optimize the radiography technique



Lab CT Scan

Laboratoire multidisciplinaire de tomodensitométrie
pour les ressources naturelles et le génie civil

INRS

UNIVERSITÉ DE RECHERCHE

CENTRE

EAU
TERRE

ENVIRONNEMENT

NDT in Canada 2017 Conference (June 6-8, 2017)

Conclusion

- INRS CT scanner is highly versatile (industrial configuration)
- Resolution and power suitable for many applications
- Can help in the development of other NDT techniques



Lab CT Scan

Laboratoire multidisciplinaire de tomodensitométrie
pour les ressources naturelles et le génie civil

INRS CENTRE
EAU
TERRE
UNIVERSITÉ DE RECHERCHE ENVIRONNEMENT

NDT in Canada 2017 Conference (June 6-8, 2017)



Lab CT Scan

Laboratoire multidisciplinaire de tomodensitométrie
pour les ressources naturelles et le génie civil

Thanks for your attention

Questions ?

ctscan@ete.inrs.ca

Website: ctscan.ete.inrs.ca